



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ-Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»
(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Ταχ. Δ/ση: Κ. Παλαιολόγου & Κνωσού
Ταχ. Κώδικας: 72100, Άγιος Νικόλαος
Πληροφορίες: Σταθάκη Δήμητρα
Τηλέφωνο: 28413-43171
Τηλεομ/πία: 28410-83328
Ηλ. Δ/ση: dstathaki@agnhosp.gr

Βαθμ. Ασφ.:

Άγιος Νικόλαος 17/6/2020
Αρ. Πρωτ.: 5649

ΠΡΟΣ:
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με την υπ' αριθμ. πρωτ. 5445/11-6-20 διακήρυξη

Σχετ.: 1. Άρθρο 121 του Ν.4412/2016

2. Η υπ' αριθμ. πρωτ.: 5445/11-6-20 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας Απολυμαντικών

Αναφορικά με την υπ' αριθμ. 5445/11-6-20 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας Απολυμαντικών, σας γνωρίζουμε ότι εκ παραδρομής αναρτήθηκε ο πίνακας ειδών χωρίς τις στήλες που αφορούν τις ποσότητες και την προϋπολογισθείσα δαπάνη των ειδών. Ως εκ τούτου προστίθεται στα αρχεία του διαγωνισμού ο πίνακας που ακολουθεί. Επιπλέον προκειμένου να είναι επαρκές το χρονικό περιθώριο υποβολής προσφορών αναδιαμορφώνονται οι σχετικές ημερομηνίες του διαγωνισμού ως εξής:

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	Ημερομηνία: 29/06/2020 Ημέρα : Δευτέρα, Ώρα : 15.00
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Ημερομηνία: 30/06/2020 Ημέρα : Τρίτη, Ώρα : 10.30 πμ

A/A	Κωδικός	Είδος	Τεχνικές προδιαγραφές	Περιγραφή ή CPV	Κωδικός CPV	ΚΑ Ε	Μ.Μ .	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ	ΦΠΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ	ΦΠΑ	ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
1	251839	OXYZENE 600ML	#Δ/Υ	Απολυμαντικά	24455000-8	1311	FL	150	1,26	Δ/Υ	24%	189	45,36	234,36
2	253006	TAUROLIDINE SOLUTION 2% (VIALS 10ML)	#Δ/Υ	Απολυμαντικά	24455000-8	1311	BOTL	500	20	Δ/Υ	24%	10000	2400	12400
3	174825	ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ	Καθαριστικό χεριών και δέρματος ενηλίκων με ουδέτερο pH, κατάλληλο για συχνή χρήση, που δε προκαλεί ξηροδερμία και ερεθισμούς. Δερματολογικά ελεγμένο. Σε υγρή μορφή ή μορφή αφρού. Με ήπιους καθαριστικούς (χωρίς σάπωνες και αλκάλια) και ήπιους αντισηπτικούς παράγοντες. Εμπλουτισμένο με ενυδατικές ουσίες. Να ακολουθεί την ευρωπαϊκή	Απολυμαντικά	24455000-8	1311	Λ	1000	3,46	Δ/Υ	6%	3460	207,6	3667,6

			1. Να είναι κατάλληλο για την υψηλού βαθμού απολύμανσης εύκαμπτων ενδοσκοπίων στον αυτόματο απολυμαντή εύκαμπτων ενδοσκοπίων του οίκου OLYMPUS ο οποίος είναι εγκατεστημένο στο Ενδοσκοπικό τμήμα του νοσοκομείου. 2. Στην σύνθεση του να περιέχει Υπεροξεικό Οξύ 1-5%, Υπεροξείδιο του Υδρογόνου (H2O2) 15-30% και Οξυκό Οξύ, ώστε να εξασφαλίζεται η υψηλού βαθμού απολύμανση σε χαμηλή θερμοκρασία 35ο C, σύμφωνα με τις προδιαγραφές λειτουργίας του πλυντηρίου. 3.											
4	25247 3	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ DIS	Απολυμαντικά	244550 00-8	13 11	Λ	100	42,8571	Δ/Υ	24 %	4285,7 1	1028,5 7	5314,2 8	

Να εξασφαλίζει βέλτιστη δράση σε δοσολογία 12ml / lt (1,2%) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πλυντηρίου.

3. Να έχει ουδέτερο pH και να είναι φιλικό προς χρήση, προς τα υλικά κατασκευής των ενδοσκοπίων καθώς και του πλυντηρίου εξασφαλίζοντας προστασία από πιθανές φθορές.

5. Να είναι κατάλληλο και απόλυτα συμβατό με τον αυτόματο απολυμαντή εύκαμπτων ενδοσκοπίων του οίκου OLYPMUS ο οποίος είναι εγκατεστημένος στο Ενδοσκοπικό τμήμα του νοσοκομείου, ώστε να εξασφαλίζεται η

5	17480 4	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ, ΔΑΠΕΔΩΝ, ΕΠΙ ΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΛΔΕΥΔΕΣ	Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο, μυκοβακτηριοκτό νο (να κατατεθούν μελέτες αποτελεσματικότ ητας). Να μην περιέχει αλδεΐδες και φαινόλες. Να είναι σε πυκνή μορφή. Να είναι σχετικά άοσμο ή με ευχάριστη οσμή, μη πτητικό. Να αναφέρεται η συμβατότητα του προϊόντος με διάφορα υλικά κατασκευής επιφανειών και εξοπλισμού. Η προσφορά να αναφέρεται σε λίτρα και να περιλαμβάνει τη δοσομετρική αντλία για κάθε δοχείο. Να συνοδεύεται από άδεια	Απολυμαν τικά	244550 00-8	13 11	Λ	300	6,6	Δ/Υ	13 %	1980	257,4	2237,4
---	------------	--	---	------------------	----------------	----------	---	-----	-----	-----	---------	------	-------	--------

			<p>Να είναι υγρός ενεργοποιητής για χρήση σε συνδυασμό με το προσφερόμενο απολυμαντικό υγρό (κωδικός 252473) ώστε να εξασφαλίζεται ουδέτερο pH και προστασία των εύκαμπτων ενδοσκοπίων. 2. Να παρέχει βέλτιστη δράση σε δοσολογία 12ml/lt (1,2%) σύμφωνα με τις προδιαγραφές των πλυντηρίων. 4. Να είναι κατάλληλος και απόλυτα συμβατός με τον αυτόματο απολυμαντή εύκαμπτων ενδοσκοπίων του οίκου OLYMPUS ο οποίος είναι εγκατεστημένος στο Ενδοσκοπικό τμήμα του νοσοκομείου, ώστε να</p>												
6	25247 4	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΑΣΤΡΕΝΕΡΙΚΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ACT	Απολυμαντικά	244550 00-8	13 11	Λ	70	25	Δ/Υ	24 %	1750	420	2170		

			<p>1. Να έχει ισχυρή καθαριστική καθαριστική δράση για αποτελεσματικό καθαρισμό των έυκαμπτων ενδοσκοπίων σε χαμηλή θερμοκρασία 'έως 40οC. 2. Στην σύνθεση του να περιέχει 5-15% ανιονικά τασιενεργά, γλυκόλες, ενισχυτικό διαλυτότητας και ενισχυτικό καθαρισμού ώστε να εξασφαλίζεται ο πλήρης καθαρισμός και η προστασία των ενδοσκοπίων. 3. Να παρέχει βέλτιστη δράση καθαρισμού σε δοσολογία 6ml/lit (0,6%) σύμφωνα με τις προδιαγραφές των πλυντηρίων. 4. Να είναι κατάλληλο και</p>												
7	25247 5	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΑΣΤΡΕΝΕΡΙΚΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ DET	Απολυμαντικά	244550 00-8	13 11	Λ	100	24	Δ/Υ	24 %	2400	576	2976		

8	69499	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ SPRAY ΧΕΙΡ/ΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	<p>1. Να είναι υδατοδιαλυτό, χωρίς σιλκόνη.</p> <p>2. Να μην είναι τοξικό και να μην αφήνει υπολείμματα μετά την αποστείρωση.</p> <p>3. Να υπάρχει πιστοποίηση ότι δεν επηρεάζει την αποτελεσματικότητά της αποστείρωσης των εργαλείων.</p> <p>4. Να έχει μακρύ λεπτό ρύγχος περίπου 10 cm, για τη λίπανση των χειρουργικών εργαλείων σε αρθρώσεις και δύσκολα προσβάσιμα σημεία.</p> <p>5. Να φέρει σήμανση CE.</p> <p>6. Να συνοδεύεται από τεχνικό φυλλάδιο, αναλυτικές οδηγίες χρήσης,</p>	Απολυμαντικά	244550 00-8	13 11	FL	20	6,5	57.129 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (6,5)	24 %	130	31,2	161,2
---	-------	---------------------------------------	--	--------------	----------------	----------	----	----	-----	--	---------	-----	------	-------

			1.Ορθοφθαλδεΐδη (τουλάχιστον 0,55% στο τελικό διάλυμα χρήσης). 2.Να είναι συμβατό με τα εύκαμπτα και άκαμπτα ενδοσκόπια (OLYMPUS και STORZ) που χρησιμοποιούνται στο νοσοκομείο και να παρέχονται εγγυήσεις από την προμηθεύτρια εταιρεία για επισκευή ή αντικατάσταση του οργάνου σε περίπτωση βλάβης εξαιτίας μη συμβατότητας του απολυμαντικού. 3.Να έχει ευρύ αντιμικροβιακό φάσμα με δράση σε βακτηρίδια, μυκοβακτηρίδια, (POLIO, NORO , ADENO) ιούς και μύκητες εντός 5												
9	22358 0	ΟΡΘΟΦΘΑΛΛΑΔΕΪΔΗ 0,55%	Απολυμαντικά	244550 00-8	13 11	Λ	250	9	28.1.31 ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΛ- ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤ (ΔΙΑΛΥΜΑ ΟΡΘΟΦΘΑΛΔΕ ΥΔΗΣ) CIDEX ΟΡΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓ ΕΡΓΑΛ ΕΝΔΟΣΚΟΠ & ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (9)	13 %	2250	292,5	2542,5		

			απόρριψη στο αποχετευτικό σύστημα.											
10	26936 7	ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΟΡΘΟΦΘΑΛΛΕΥΔΗΣ	1. Η τιμή θα αξιολογηθεί αθροιστικά (τιμή προϊόντος + τιμή ταινιών). 2. Να είναι του ίδιου	Απολυμαντικά	244550 00-8	13 11	TEM	400	0,3	28.1.7 ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΟΡΘΟΦΘΑΛΛΕ ΥΔΗΣ TEST STRIPS (0,3)	24 %	120	28,8	148,8

			κατασκευαστή με το απολυμαντικό διάλυμα με κωδικό 223580 3. Να φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν.											
11	17482 8	ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΚΑΙ ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ	Κατάλληλο για βρέφη και παιδιά. Να είναι υποαλλεργικό με ουδέτερο Ph για ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα, χωρίς σαπούνι, χρωστικές και parabens και να είναι δερματολογικά ελεγμένο. Να φέρει εξωτερικά ετικέτα με τα συστατικά και οδηγίες χρήσης και προφύλαξης. Να είναι σύμφωνο με τον κανονισμό 120/2009 και καταχωρημένο στον Ευρωπαϊκό Φορέα (CPNP) ως καλλυντικό	Απολυμαντικά	244550 00-8	13 11	Λ	50	4,8	Δ/Υ	24 %	240	57,6	297,6

12	17480 6	ΣΠΡΕΨ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο, μυκοβακτηριοκτό νο (να κατατεθούν μελέτες αποτελεσματικότη τας). Να περιέχει αλκοόλες συγκέντρωσης >60% και μέχρι 90%. Να μην περιέχει αλδεΐδες, φαινόλες, χλώριο. Να είναι κατάλληλο και για μη επεμβατικό ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Ο χρόνος δράσης που θα αξιολογηθεί είναι μέχρι 5 λεπτά. Να είναι έτοιμο προς χρήση μέσω ψεκασμού. Να μην έχει ερεθιστική οσμή. Να μην αφήνει στίγματα,	Απολυμαν τικά	244550 00-8	13 11	Λ	1200	3,56	Δ/Υ	13 %	4272	555,36	4827,3 6
----	------------	---	--	------------------	----------------	----------	---	------	------	-----	---------	------	--------	-------------

			<p>Να είναι αλκαλικής σύστασης με προσθήκη ενζύμων για καλύτερο καθαριστικό αποτέλεσμα (pH>10 στους 55oC στο διάλυμα εφαρμογής) Να διαλύει το βιολογικό φορτίο από τα δύσκολα σημεία των εργαλείων π.χ. από τις αρθρώσεις και τους αυλούς σε λίγα λεπτά. Να είναι κατάλληλο για λαπαροσκοπικά εργαλεία και ευαίσθητα υλικά όπως χρωματισμένο ή ανοδιωμένο αλουμίνιο. Να μην αφρίζει καθόλου και να έχει</p>												
13	17482 1	ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	αποσκληρυντικού ς παράγοντες. Να	Απολυμαν τικά	244550 00-8	13 11	Λ	50	7,5	Δ/Υ	24 %	375	90	465	

14	17481 1	ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕ ΕΥΡΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΛΔΕΥΔΕΣ	Υγρό καθαρισμού και απολύμανσης χειρουργικών εργαλείων και ενδοσκοπίων. Να είναι σε συμπηκνωμένη μορφή. Κατάλληλο για βυθισμό και για πλυντήρια υπερήχων. Να μην περιέχει αλδεΐδες, φαινόλες ή χλωριούχα παράγωγα. Να έχει βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο και μυκοβακτηριοκτόνο δράση. Η μικροβιολογική δοκιμή να έχει γίνει σε «ρυπαρές συνθήκες». Να κατατεθούν μελέτες αποτελεσματικότητας. Να είναι χαμηλού αφρισμού, να μην θολώνει σε	Απολυμαντικά	244550 00-8	13 11	Λ	200	15	13 %	3000	390	3390
----	------------	--	--	--------------	----------------	----------	---	-----	----	---------	------	-----	------

15	24468 4	ΥΓΡΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	<p>Να είναι όξινο ουδετεροποιητικό με βάση το κιτρικό οξύ. Να είναι κατάλληλο για εξουδετέρωση αλκαλικών υπολειμμάτων σε αυτόματα πλυντήρια. Να μην περιέχει τασιενεργά για εύκολο ξέβγαλμα. Να είναι χαμηλού αφρισμού. Να διαθέτει πιστοποίηση συμβατότητας από τους κατασκευαστές των πλυντηρίων. Να διαθέτει επισήμανση CE και καταχώρηση στο Γ.Χ.Κ. Να αναφέρεται η προτεινόμενη αραίωση από τον κατασκευαστή. Συμβατό με το πλυντήριο κατασκευαστικού οίκου STEELCO /</p>	Απολυμαντικά	244550 00-8	13 11	Λ	50	7	Δ/Υ	24 %	350	84	434
----	------------	--	--	--------------	----------------	----------	---	----	---	-----	---------	-----	----	-----

			<p>ΙΤΑΛΙΑΣ MONTELO:DS600 /1. Για τους κωδικούς 174821 και 244684 θα επιλεγθούν υλικά της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας προκειμένου να μην υπάρχει πρόβλημα συμβατότητας και προγραμματισμο ύ. Για την επιλογή θα ληφθεί υπόψη η συνολική προσφορά.</p>											
16	17481 2	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΔΙΣΚΙΑ ΔΙΧΛΩΡΟΪΣΟΚΥΑΝΟΥΡΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ (NADCC)	Ευρέως φάσματος απολυμαντικό ταχείας δράσης έναντι βακτηρίων, μυκήτων, ιών, μυκοβακτηρίων και σπόρων σταδιακής αποδέσμευσης NaDCC και συγκέντρωσης 2,5gr ανά δισκίο. Να	Απολυμαν τικά	244550 00-8	13 11	TEM	4000	0,0699	28.1.2 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚ Α ΔΙΣΚΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ (ΔΙΣΚΙΑ NaDCC), 2,5gr ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΔΙΣΚΙΩΝ (0,0699)	6%	279,6	16,776	296,37 6

17	23759 6	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΣΤΕΓΝΑ ΠΑΝΑΚΙΑ ΓΙΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟ ΜΕ ΔΟΧΕΙΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ	Πανάκια καθαρισμού και απολύμανσης ιατροτεχνολογικο ύ εξοπλισμού (θερμοευαίσθητε ς κεφαλές υπερήχων, monitors, θερμοκοιτίδες) και μικρών επιφανειών, σε ρολλό. . Να είναι μιας χρήσεως, σε πρακτική συσκευασία, με καπάκι ασφαλείας και λαβή, για ευκολία χρήσης και αποφυγή διαρροών και εξάτμισης, που επιτρέπει τη μεμονωμένη χρήση μαντηλιών, σφραγίζοντας ερμητικά για αποφυγή στεγνώματος του περιεχομένου (μετά τον εμποτισμό). Να μην αφήνουν	Απολυμαν τικά	244550 00-8	13 11	ΡΟΛ ΛΑ	2000	7	28.1.15 ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ BODE X-WIPES (ΡΟΛΟ 90 ΤΕΜ) (13)	24 %	14000	3360	17360
----	------------	--	---	------------------	----------------	----------	-----------	------	---	--	---------	-------	------	-------

18	53358	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ	Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο δραστικό έναντι ανθεκτικών νοσοκομειακών στελεχών (klebsiella, acinetobacter). Σε περίπτωση που αναφέρεται και μυκοβακτηριοκτόνος δράση να πιστοποιείται με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 14348 & EN 14563). Να κατατεθούν μελέτες αποτελεσματικότητας. Ο χρόνος δράσης που θα αξιολογηθεί είναι μέχρι 5 λεπτά. Να μην περιέχει αλδεΐδες, αλκοόλες, φαινόλες, χλώριο. Να είναι συμβατό με ευαίσθητες στην αλκοόλη επιφάνειες όπως	Απολυμαντικά	244550 00-8	13 11	Λ	150	9,5	Δ/Υ	13 %	1425	185,25	1610,2 5
----	-------	--	--	--------------	----------------	----------	---	-----	-----	-----	---------	------	--------	-------------

			ελληνική. Να έχει σήμανση CE και καταχώρηση στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων. Να κατατεθούν και τα αντίστοιχα πρωτότυπα prospectus.											
19	22411 2	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ	Απολυμαντικό υγρό για την απολύμανση της αναρρόφησης, μη αφρίζον,	Απολυμαν τικά	244550 00-8	13 11	TEM	2	13,9	Δ/Υ	13 %	27,8	3,614	31,414

			συμπηκνωμένο και αποτελεσματικό για μεγάλο εύρος μικροβίων (βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο, μυκοβακτηριοκτόνο) Συσκευασία 1L.											
20	23582 3	ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΝΤΙΣΙΠΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ	Φάκελοι - θήκες απολύμανσης οδοντιατρικών χειρολαβών για την απολύμανση εργαλείων χειρός οδοντιατρικών χειρολαβών μικρομοτορ και αεροτορ. Δράση μικροβιοκτόνος, μυκητοκτόνος, ιοκτόνος (HBV, HIV, έρπης τύπου 2) από 5 έως 15 λεπτά. 24 θήκες/κουτί	Απολυμαντικά	244550 00-8	13 11	BT	5	140,16	Δ/Υ	13 %	700,8	91,104	791,90 4

21	26936 5	ΚΟΚΚΟΙ ΔΙΧΛΩΡΟΙΣΟΚΥΑΝΟΥΡΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ (NADCC) ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΗΛΙΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ	Να είναι δραστικοί έναντι βακτηρίων, μυκήτων, ιών, μυκοβακτηρίων και σπόρων. Να είναι έτοιμοι προς χρήση, το προϊόν να έχει άδεια κυκλοφορίας ΕΟΦ, να συνοδεύεται από τεχνικό φυλλάδιο, οδηγίες χρήσης, δελτίο δεδομένων ασφάλειας και πίνακες αποτελεσματικότητας	Απολυμαν τικά	244550 00-8	13 11	TEM	50	14	28.1.11 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚ ΟΙ ΚΟΚΚΟΙ ΧΛΩΡΙΟΥ (ΚΟΚΚΟΙ NaDCC) (14)	24 %	700	168	868
----	------------	--	--	------------------	----------------	----------	-----	----	----	--	---------	-----	-----	-----

			<ul style="list-style-type: none"> • Διάλυμα υπεροξικού οξέος για υψηλού βαθμού απολύμανση – ταχεία αποστείρωση θερμοευαίσθητων οργάνων, εργαλείων και ενδοσκοπίων. • Να περιέχει υπεροξικό οξύ σταθερό χημικά χωρίς τοξικές αναθυμιάσεις οξικού οξέως με ουδέτερο PH . • Να μην είναι οξειδωτικό διαβρωτικό . • Να είναι συμβατό με τα ενδοσκόπια που χρησιμοποιούνται στο νοσοκομείο, (OLYMPUS,STORZ)και να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας • Να έχει ευρύ φασμα δράσης :μυκητοκτόνο, βακτηριοκτόνο 												
22	26937 9	ΥΠΕΡΟΞΙΚΟ ΟΞΥ	Απολυμαντικά	244550 00-8	13 11	Λ	100	14	Δ/Υ	24 %	1400	336	1736		

(συμπεριλαμβανομένου βακίλου TB),ιοκτόνο (συμπ. HBV, HCV, HIV, ρολίο, rota)και σποροκτόνο εντός 15 λεπτών.
 Να επιτυγχάνει υψηλού βαθμού απολύμανση εντός 5 λεπτών.
 • Να είναι έτοιμο προς χρήση .
 • Να αναφέρεται η σταθερότητα του διαλύματος
 • Να έχει δυνατότητα ελέγχου της δραστηριότητας του με δείκτες ελέγχου
 • Οι οδηγίες χρήσης να είναι στα ελληνικά
 • Να έχει σήμανση CE και καταχώρηση στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων.

53334, 10625, 63960,
 91 13 04

Ο Διοικητής

Εμμανουήλ Ανδρεαδάκης